

Bestellnummer	Bezeichnung	Verpackungseinheit	Konnektor-Material
AV-EXT2	Konnektionshilfe für Doppellumen-Katheter	50 Stück / Karton	PC, PP
AV-EXT2-Y30	Konnektionshilfe für Dialysekanülen	80 Stück / Karton	PC, PP
CK311	Kompressionsklemme	1 Paar	
CLAMP-WK	Vas-Clamp Kompressionsschlinge, sterilisierbar	1 Paar	
CON-FF1	Zirkulationsverbinder, Luer Lock w/w, 5 cm	100 Stück / Karton	PC
CON-MM1	Zirkulationsverbinder, Luer Lock m/m, 5 cm	50 Stück / Karton	PC
DKS12	Dilatator, 2-stufig, von 10 auf 12 F, 200 mm	1 Stück	
DKS14	Dilatator, 1-stufig, 14 F, 200 mm	1 Stück	
DT-A-S	Demers-Katheter® Tunneler, atraumatisch	1 Stück	
DT-S-S	Demers-Katheter® Tunneler, scharf	1 Stück	
DPX-16	Einführbesteck für Demers-Katheter®	1 Stück	
EXT150LL	Verbindungsleitung mit Luer-Lock, 150 cm	25 Stück / Karton	PC
G700	Führungsdraht, 0,95 mm x 700 mm, gerade Spitze	1 Stück	
G700J	Führungsdraht, 0,95 mm x 700 mm, J-förmige Spitze	1 Stück	
HEDclip	Zugentlastungssystem HEDclip	10 Stück / Karton	
IKLL-ISO	Injektionskappe LL, steril, latexfreie Membran	100 Stück / Karton	PP
INF150LL	Infusionssystem mit Luer Lock, 150 cm	25 Stück / Karton	PC
KAB21	Kanülenabwurfbehälter 2,1 l	100 Stück / Karton	
KAB75	Kanülenabwurfbehälter 7,5 l	40 Stück / Karton	
KPA06006-4	An- und Abschlusset für Einlumen-Katheter (Kundenspezifische Sets auf Anfrage)	20 Stück / Karton	
KPA06004-4	An- und Abschlusset für Doppellumen-Katheter (Kundenspezifische Sets auf Anfrage)	15 Stück / Karton	
K2565	Kunststoffscherenklemme	50 Stück / Karton	
LWS5ROT	Ersatzkonnektor für Demers-Katheter® inkl. einer Ersatzklemme	1 Stück	PVDF
MSK-G	MultiClamp	50 Stück / Karton	
SNA3	Single-Needle-Adapter mit Luer Lock und Klemme	50 Stück / Karton	PP, PVC
SN57	Seldinger-Kanüle	25 Stück / Karton	
SY100LL	Einmalspritze 100 ml	25 Stück / Karton	PP
UVL	Universalverschluss, Luer Lock, rot	100 Stück / Karton	ABS
YLL	Y-Adapter mit LL, steril, ohne Schutzkappen	50 Stück / Karton	PC

Bionic-Zubehör

sicher, zuverlässig und effektiv

- für die sichere Dialyse

Verschlusskappen, Zirkulationsverbinder, Infusionsleitungen, Single-Needle-Adapter, Scherenklemmen

- für die zuverlässige Katheteranlage

Einführbesteck für Demers-Katheter®, Tunneler zur perkutanen Anlage, Seldinger Punktionskanüle, Dilatatoren

- für den effektiven An- und Abschluss

Sets für Ein- und Doppellumen-Katheter, Kundenspezifische Sets auf Anfrage



Bionic Medizintechnik GmbH ... a JMS-corporation • Max-Planck-Straße 21 • D-61381 Friedrichsdorf/Germany
Telefon +49 (0) 6172-7576-0 • Fax +49 (0) 6172-7576-10 • info@bionic-jms.com • www.bionic-jms.com

Technische Änderungen vorbehalten
B-ALLZUD/12 2014-12



Bionic-Zubehör



AV-EXT2
Konnektionshilfe für Doppellumen-Katheter in 10 cm Länge. Sicheres Abklemmen durch farb-codierte Klemmen.



AV-EXT2-Y30
Konnektionshilfe für Dialysekanülen in 30 cm Länge mit Y-Stück zur gleichzeitigen Gabe von Kochsalz-lösung.



CK311
Kompressionsklemme zum praktischen Kompri-mieren der Stichkanäle nach der Dialyse.



CLAMP-WK
Die Vas-Clamp Abdrück-hilfe ist für Dialysepatienten das ideale Hilfsmittel zur Blutstillung.



CON-FF1
Zirkulationsverbinder mit 5 cm Länge mit Luer-Lock Anschlüssen weiblich/weiblich.



CON-MM1
Zirkulationsverbinder mit 5 cm Länge mit Luer-Lock Anschlüssen männlich/männlich.



DKS12 / DKS14
Ein- oder zweistufige Dila-tatoren in verschiedenen Größen.



DT-A-S / DT-S-S
Demers Tunneler mit Schutzhülse in atraumatischer oder scharfer Aus-führung zur perkutanen Anlage.



DPX-16
Einführungsbesteck für Demers-Katheter® zur perkutanen Anlage.



EXT150LL
Verbindungsleitung mit Luer-Lock Anschlüssen in 150 cm Länge.



G700 / G700J
Führungsdraht mit gerader oder J-förmiger Spitze.



HEDclip
HEDclip zur Zugentlastung aller gängigen Blutschlauchsysteme mit einem Schlauchdurch-messer von 6 mm.



IKLL-ISO
Latexfreie Verschlusskappe mit selbstdichtender Zuspritzmembran für Luer-Lock Verbinder. Erhältlich in der Farbe Gelb.



INF150LL
Infusionssystem für die Gabe von Beutelinfusio-nen in 150 cm Länge mit Luer-Lock Anschlüssen.



KAB 21 / KAB75
Kanülenabwurfbehälter mit einem Füllvolumen von 2,1 l oder 7,5 l entsprechend der TRBA 250.



KPA06006-4 / KPA06004-4
An- und Abschlussset für Ein- oder Doppellumen-Katheter enthält verschiedene Komponenten, z.B. 21 G Kanüle, Abdecktuch.



K2565
Kunststoffscherenklemme zum einfachen Abklemmen von Schläuchen bis zu einem Durchmesser von 7 mm.



LWS5ROT
Ersatz-Konnektoren für Demers-Katheter® inklusive einer Ersatz-klemme in der Farbe Weiß.



MSK-G
MultiClamp zum schonenden Abklemmen und Sichern von Schläuchen sowie Lösen von Luer-Lock Verbindungen.



SNA3
Y-Adapter mit zwei Anschluss-schläuchen in 10 cm Länge. Sicheres Abklemmen durch farb-codierte Klemmen.



SN57
Seldinger Punktionskanüle zur perkutanen Katheter-anlage nach Seldinger.



SY100LL
Einmalspritze 100 ml mit Luer-Lock-Anschluss.



UVL
Universal Verschluss-stopfen für Luer-Lock Verbinder. Erhältlich in der Farbe Rot.



YLL
Y-Adapter mit Doppelanschluss für Luer-Lock Verbinder.