




Sicher, einfach, einzigartig

# WinFusion

**JMS**

# WinFusion – Sicherheitsvenenverweilkatheter:

**SICHERHEIT IM VOLLSTÄNDIG  
GESCHLOSSENEN SYSTEM**



## WinFusion - Ihre Vorteile

für den Gefäßzugang in der Infusionstherapie, Intensivmedizin und Anästhesie

### Einzigartiges System

Das Zurückziehen der Stahlnadel in das vollständig geschlossene System ist einfach und bietet höchste Sicherheit beim Gefäßanschluss.

### DEHP frei




Das Material ist DEHP frei und die Lage im Gefäß kann durch die röntgenkontrastgebende Markierung sichtbar gemacht werden.

### Integrierter Schlauch

Die nahtlose Verbindung zwischen Katheter und Schlauch mit Klemme erhöht die Sicherheit für Ihre Patienten.

### Einfache Punktion

Der integrierte griffige Flügel erleichtert die Punktion und Befestigung. Bei Bedarf kann der Flügel von Hand entfernt werden.

Durchmesser $\varnothing$	Länge	Farbe	Bestellnummer
20 G / 1,1 mm	3/4" / 19 mm		WF20G19
22 G / 0,9 mm	3/4" / 19 mm		WF22G19
24 G / 0,7 mm	3/4" / 19 mm		WF24G19

Schlauchlänge 35 cm, DEHP - frei

**STERILE EO** WinFusion Sicherheitsvenenverweilkatheter sind EO-sterilisiert.



Bionic Medizintechnik GmbH – a JMS corporation  
Max-Planck-Straße 21 · D-61381 Friedrichsdorf, Germany  
Phone: +49(0)6172-75760 · Fax: +49(0)6172-757610  
E-mail: info@bionic-jms.com · www.bionic-jms.com

